Instrukcja

Szymon Lasota

29 maja 2023

Spis treści

1	\mathbf{W} stęp	3
2	Konfiguracja 2.1 Tworzenie bazy danych	3
3	Konfiguracja bazy danych	3
4	Tworzenie nowego użytkownika i logowanie	4
5	Obsługa programu5.1 Wprowadzanie nowych danych5.2 Tworzenie nowego parametru5.3 Modyfikacja danych	6
6	Usuwanie danych	8
7	Pasek menu	8

1 Wstęp

Aplikacja umożliwia użytkownikowi na rejestracje swoich parametrów medycznych (i nie tylko). Wpisane przez użytkownika dane składają się z:

- rodzaju parametru (np. temperatura),
- wartości parametru (np. 36,6°C),
- daty rejestracji lub uzyskania parametru (np. 29 maja 2023 r.).

System logowania pozwala na korzystanie z aplikacji przez wielu użytkowników na jednym urządzeniu, ponieważ każdy z nich ma dostęp tylko do swoich danych.

2 Konfiguracja

2.1 Tworzenie bazy danych

Na urządzeniu musi być zainstalowany MySQL server, następnie należy utworzyć bazę danych w której przechowywane będą dane. Tworzenie bazy danych przedstawiono na rys. 1.


```
MySQL 8.0 Command Line Cli X
mysql> create database test;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> show databases;
  Database
 information_schema
  performance_schema
  .
sakila
  sys
  test
  world
8 rows in set (0.00 sec)
mysql> use test;
Database changed
mysql> show tables;
Empty set (0.00 sec)
mysql>
```

Rysunek 1: Przedstawia tworzenie bazy danych.

3 Konfiguracja bazy danych

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji użytkownik zobaczy okno przedstawione na rys. 2. W odpowiednie pola należy wpisać informacje:

- port port używany przez klienta MySQL,
- nazwa użytkownika nazwa użytkownika serwera MySQL,
- hasło hasło używane przez serwer MySQL (służy do tworzenia kopii zapasowych baz danych oraz umożliwia przenoszenie ich między urządzeniami),
- nazwa bazy danych nazwa bazy danych utworzonej w poprzednim podpunkcie,
- ścieżka dostępu ścieżka do klienta MySQL (zazwyczaj c: program files
 MySQL
 MySQL Server 8.0
 bin).



Rysunek 2: Przedstawia okno konfiguracyjne


Jeśli wprowadzone dane będą niepoprawne, użytkownik zostanie poinformowany o błędzie, w przypadku gdy połączenie zostanie skonfigurowane poprawnie, otworzy się okno logowania. Proces konfiguracji wystarczy wykonać raz.

4 Tworzenie nowego użytkownika i logowanie


Okno logowania zostało przedstawione na rys. 3, w celu zalogowania się najpierw trzeba utworzyć konto, aby to zrobić należy nacisnąć przycisk Don't have account?. Wyświetlone zostanie okno rejestracji, jak na rys. 4. Do utworzenia użytkownika należy podać nazwę (dwóch użytkowników nie może mieć takiej samej nazwy) oraz hasło, nacisnąć przycisk Create account.

Ponownie użytkownik zobaczy okno logowania, po wpisaniu loginu i hasła oraz kliknięcia Login¹, okno zostanie zamknięte i ukaże się główne okno aplikacji.

 $^{^{1}}$ Po kliknięciu **remember me** po ponownym otwarciu aplikacji użytkownik będzie automatycznie zalogowany.



Rysunek 3: Przedstawia okno logowania




Rysunek 4: Przedstawia okno rejestracji

5 Obsługa programu

Okno główne (przedstawione na rys. 5) zostało podzielone na trzy panele:

1. Panel tabeli – zawiera tabele z danymi wprowadzonymi przez użytkownika,

- 2. Panel wykresu zawiera wykres rysowany na bieżąco z wprowadzonymi danymi (wartość parametru od daty).
- 3. Panel narzędzi umożliwia zmianę wyświetlanego obecnie parametru, wprowadzenie nowych danych lub usunięcie już istniejących.



Rysunek 5: Przedstawia okno główne aplikacji

5.1 Wprowadzanie nowych danych


Aby dodać nowe dane, należy użyć przycisku Insert, pojawi się okno służące do wprowadzania nowych danych: wartości (liczbowej), daty i godziny. Po wprowadzeniu potrzebnych danych, należy zatwierdzić swój wybór przyciskiem OK. Dane pojawią się w tabeli, a wykres zostanie zaktualizowany.

5.2 Tworzenie nowego parametru


Po naciśnięciu przycisku Add type, użytkownik zobaczy okienko wprowadzania nowego typu parametru (rys. 6). Należy podać nazwę tego parametru i potwierdzić przyciskiem OK. W rozwijanym menu pojawi się nowa opcja umożliwiająca wybranie go.

5.3 Modyfikacja danych

Użytkownik ma możliwość modyfikacji już wprowadzonych wartości. Aby to zrobić należy kliknąć dwukrotnie na komórkę zawierającą wartość liczbową (rys 7), którą chce się zmienić. Po wprowadzeniu nowej wartości kliknąć Enter.




Rysunek 6: Przedstawia okno wprowadzania nowego typu



Rysunek 7: Przedstawia proces zmiany wartości już wprowadzonych danych.

6 Usuwanie danych

Użytkownik ma możliwość usunięcia wprowadzonych danych. Aby to zrobić należy zaznaczyć przy użyciu myszki odpowiednie wiersze tabeli oraz nacisnąć przycisk delete znajdujący się w panelu narzędzi (rys. 8. Usunięcie wszystkich wierszy tabeli spowoduje usunięcie całego parametru.




Rysunek 8: Przedstawia proces usuwania danych

7 Pasek menu

Użytkownik ma dostęp do menu *File* oraz *Edit*, przedstawionych na rys. 9. W menu *Edit* znajduje się opcja Repaint, która umożliwia użytkownikowi odświeżenie okna aplikacji. Menu *File* zawiera takie opcje jak:

- 1. Log out wylogowuje użytkownika,
- 2. Export eksportuje bazę danych do pliku kopi zapasowej (w folderze SQL)
- 3. Import importuje bazę danych z pliku kopi zapasowej (w folderze SQL),
- 4. Reconfigure pozwala na ponowne skonfigurowanie połączenia z bazą danych.



Rysunek 9: Przedstawia pasek menu.